

HERON™ IOS TERCİH ETMEK İÇİN 3 SEBEBİNİZ VAR



3DISC
365 Herndon Pkwy #18
Herndon, VA 20170,
USA

3DISC Dental Connect
10/12, rue Hamelin
75116 Paris,
France

+1 (800) 570 – 0363
sales@3DISC.com

www.3disc.com

3DISC
Taking Digital Beyond

Onex Dental Tic. Ltd. Şti.
19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad.
Gümülcineli Apt. 16/9
34363 Şişli - İSTANBUL
Tel : +90 212 231 03 20 - 231 03 26
Fax: +90 212 231 02 80
info@onexdental.com
www.onexdental.com


onexdental

 **OnexDental**
— TECHNOLOGY —

High
Quality
Dental
Solutions



3DISC
Taking Digital Beyond

 **OnexDental**
— TECHNOLOGY —

Heron™ IOS



Kompakt ve kolay kullanılabilen bir ağız içi tarayıcı olması



Sezgisel bir yazılıma sahip olması



Tamamen açık bir sistem olması

Heron™IOS dental iş akışınızı basitleştirmek ve verimliliğinizi artırmak için tasarlanmış bir ağız içi tarayıcıdır. Sezgisel yazılımı ile kompakt ve kullanımı kolay olan tarayıcıyı tamamen açık bir sistemde bir araya getiren **Heron™IOS**, dijital yeniliklerden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayarak basitliğin güzelliğini günlük uygulamalarınızda hayata geçirir.



Basit, hızlı ve doğru bir ağız içi taraması için tasarlanmış, hekimlerin ve asistanların dijital çağı güvenle benimsemelerini sağlayan sezgisel bir yazılım.

Ekibiniz, sezgisel ve kullanıcı dostu arayüze sahip olan **HeronClinic™** yazılımını kullanarak tüm restoratif, ortodontik ve implant ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Vaka oluşturma, dijitalleştirme veya entegrasyon için **HeronIOS™**, sizlere net iş akışı ve özel bir bulut platformu sağlayarak hasta vakaları oluşturmayı, dijitalleştirmeyi ve bu vakaları laboratuvarlarla paylaşmayı her zamankinden daha kolay hale getirmektedir.



**QUALITY
MAP**

Tarama işleminin tamamlayıcısı olarak kullanılan **Renk Haritası**, kullanıcıların daha fazla veriye ihtiyaç duyulan hedef alanlarını yeniden taramasına olanak vererek, zorlu alanlarda yeterli verinin elde edilip edilmediğini belirlemesini sağlar.



**Avrupa'da tasarlanıp
Amerika'da üretilmiş
kompakt, kullanımı kolay bir
ağız içi tarayıcısı.**

Heron™IOS, tıp uzmanı olarak işinizi kolaylaştıracak bir 3D dijital görüntüleme tasarımıdır. Sadece 150 gram ağırlığı ile piyasadaki en ergonomik ve kullanımı en kolay tarayıcı olan **Heron™IOS**, kompakt ve modern tasarımıyla daha verimli tarama ve daha fazla hasta konforu sağlamaktadır.




360°
rotasyon

59^{sec}
saniyede ful çene taraması

250^{times}
defa otoklavlanabilir uç

150^g
en küçük ve en hafif





Heron™IOS tamamen açık bir sistemdir, **Klinik ve laboratuvarlar** için bütün **CAD/CAM sistemleri** ile uyumlu olarak çalışır.

Heron™IOS ile taramalarınızı STL, OBJ ve PLY formatlarında dışa aktarabilir, DWOS ve Exocad ile doğrudan entegrasyon sağlayabilir ve açık CAD/ CAM sistemlerine kolaylıkla içe aktararak klinik/laboratuvar iletişimini kolaylaştırır.

Özel **HeronClou™** platformumuzun dışa aktarma yeteneği ile tek bir tıklamayla laboratuvarınızla veri alışverişini yapabilemeniz için tam esneklik sağlar.




3DISC, inovasyon temelli ve global bir firma.

360° Destek Hizmeti

2010 yılında kurulan **3DISC**, aynı tutkuyu paylaşan çok disiplinli bir Ar-Ge ekibidir: amacı yarının dijital diş hekimliğine öncülük etmektir. 8 yıllık yoğun çalışma ve gelişmelerin meyvesi olarak **3DISC**, 2020'de tam dijital 3D görüntüleme ve vaka paylaşımı yapabilen ağız içi tarayıcısını tanıttı: **Heron™IOS** Bugün, **3DISC** merkezi Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da bulunan, özel sektöre ait, inovasyon temelli küresel bir ağız içi tarayıcı üreticisidir.

Çeşitli dijital uzmanlardan oluşan uluslararası ekibimiz, kapsayıcı dijital çözümler aracılığıyla klinikteki sorunlarınıza faydalar sağlamak için dijitali günümüzün sınırlarının ötesine taşımaya kararlıdır. Diş hekimleri **Heron™IOS**'u seçtiğinde, sürekli yenilik ve iş akışlarını basitleştirmeye yardımcı olacak çözümler sunma taahhüdümüze güvenebilirler ve hastalarına en yüksek kalitede tedavi sağlayabilirler.



KİŞİYE ÖZEL EĞİTİM
Özelleştirilmiş ofis içi ve sanal eğitim seçenekleri ile sizi ilk günden itibaren hazırlamaktadır.

PROAKTİF KONFIGÜRASYON
Kullanıma hazır, önceden konfigüre edilmiş ve tak çalıştır özellikli **Heron™IOS**, sorun yaratmayan gelişmiş kullanıcı deneyimi ve sürekli optimizasyon sunmaktadır.

YILLIK ÜCRET YOK
Tek seferlik,
her şey dahil ödeme.
Ek lisans veya ücret yok.
Sonsuza kadar ücretsiz

ÇEVİRİMİÇİ DESTEK
Müşteri destek ekibimiz,
ihtiyacınız olduğunda
sanal yardım verebilmek için
7/24 hazırdır.
Daha verimli ve etkili bir destek deneyiminin keyfini çıkarın.

