

MIDAS



KLİNİKBAŞINDAYAPILANRESTORASYONLARHIÇBÖYLEOLMAMIŞTI

AKILLI VE BASİT

Hasta başında, sorunsuz akış.

Dünyanın ilk dijital restorasyon presi ve diş restorasyonlarının 3 boyutlu yazdırılması için en basit ve en akıllı yöntem.

Patentli Dijital Print Stereolitografisi (DPS)

Midas, klinikte yapılan restorasyonlar için tamamen yeni bir çözümdür. Dijital Baskı Stereolitografi, tankı, reçineyi ve platformu tek bir kapsülde birleştirerek, geleneksel 3D yazıcılardan daha viskoz malzemelerle baskı yapılmasına olanak tanır.

10 dakikada çeşitli restorasyon örnekleri yazdırın



En fazla

3

YADA

En fazla

6

YADA

En fazla

9

Köprü

Inlaylar/Onlaylar

Veneerler

Her üç kapsüldeki uygulamaların birleşimi

Midas Kapsül

Midas aynı anda üç kapsüle kadar kapasiteye sahiptir.





Onaylanmış Malzemeler

SprintRay Seramik Kron özelliğine sahiptir; FDA ve MDR tarafından 3D baskı ile üretilen kalıcı tekli ve sabit tam kronlar, ön ve arka bölgelerde kalıcı kısmi kronlar ile tekli ve sabit tekli veneerlerin yapımında kullanım için onaylanmıştır. Tek parçalı kronları, veneerleri, inleyleri veya onleyleri 10 dakikadan daha kısa sürede basar.

Zahmetsiz Üretim

Sadece tarayın, yerleştirin ve basın – işte bu kadar basit. Tamamen kapalı reçine kapsülleriyle kirlilik yaratmayan kullanım deneyimini yaşayın. Kutudan çıkar çıkmaz kullanıma hazır, kapsamlı bir eğitime gerek yok.



Adım 1 Tara

Kapsülü barkod okuyucu kullanarak tarayın.



Adım 2 Yerleştirin

Kapsülü bilgisayarın gösterdiği yere yerleştirin.



Adım 3 Pres

Midas 10 dakika içinde 3 kapsüle kadar presleme işlemi yapabilir.



Adım 4 Çıkarın

Üretim Platformunu çıkarın restorasyonunuz hazır

AI Studio ile Dakikalar İçinde Tasarım Yapın


AI Studio, yapay zeka tasarımının kolaylığını CAD'in çok yönlülüğüyle birleştirerek basit, bulut tabanlı bir tasarım paketi oluşturuyor. Studio ile bir restorasyon tasarlamak herkes için kolaydır; kenar boşluğu ve adaptasyon ayarlamaları gibi özelleştirme seçenekleri ise mükemmel bir uyum yaratmaya yardımcı olur.

Midas'ı satın aldığınızda, bir yıl boyunca AI Studio'ya ve sınırsız yapay zeka tasarımına erişim hakkı kazanacaksınız.



High
Quality
Dental
Solutions


Tarama Yükle



Koleleri Onayla



Son Ayarlamalar



Midas Restoratif İş Akışları, güvenilir Diş Hekimliği Ortaklarımız tarafından desteklenmektedir:



exocad

iTero™

ivoclar

MEDIT

3shape



SprintRay Europe GmbH
Brunnenweg 11
64331 Weiterstadt | Germany
www.sprinray.com
info.eu@sprinray.com



Onex Dental Tic. Ltd. Şti.
19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad.
Gümülcineli Apt. 16/9 34363 Şişli-İST.
+90 (212) 231 03 20 - 231 03 26
www.onexdental.com
info@onexdental.com



Midas'ı iş başında izleyin.
Hemen bir demo talep edin!