




Q L O N E
DENTAL PRO

Qlone Dental Pro

3D Yüz Taraması için "YENİ" Bir iPhone Uygulaması

Detaylı bilgi için

0536 778 90 30
info@onexdental.com

QLONE DENTAL PRO

NEDİR?



- Diş hekimliği için
yeni akıllı telefon tabanlı
3 boyutlu yüz tarayıcısı
- **Qlone app**
Popüler yaratıcılardan
- Özellikle **diş hekimliği**
uygulamaları için
tasarlanmıştır

QLONE DENTAL PRO

ANA ÖZELLİKLERİ



- Orijinal Qlone uygulamasına kıyasla **ağ kalitesinde 16 kata kadar iyileştirme**
- Diş bölgesinde **ağız içi taramalarla hizalama için detaylı taramalar**
- Hızlı yüz taraması için geliştirilmiş kullanıcı arayüzü



YAZILIM UYUMLULUĞU

Başlıca dental CAD yazılımlarıyla çalışır:



BlueSkyBio

3shape


exocad

MEDIT

STL, PLY ve **OBJ** dosya formatlarını destekler



UYGULAMA NASIL ÇALIŞIR?



Tarama işlemi
şu şekildedir:

1

Akıllı telefon kamerasını ve yapay zeka algoritmalarını kullanır

2

Kullanıcıları yakalama süreci boyunca yönlendirir

3

Ortaya çıkan 3D modeli otomatik olarak optimize eder

4

Tarama işleminden dışa aktarmaya kadar daha hızlı işlem

ERİŞİLEBİLİRLİK VE FİYATLANDIRMA:



iOS cihazları için kullanılabilir



Yıllık 200\$



Premium erişim ile **sınırsız tarama**
ve **dışa aktarma**



Otomatik yenileme yok



GİZLİLİK VE DESTEK:

- **Sıkı gizlilik politikası** - sunucularda hasta verileri saklanmaz
- **Yazılım entegrasyon desteği** için "Uzmana Sor" özelliği
- Dış hekimliği yazılımlarıyla **doğrudan entegrasyonlar** da dahil olmak üzere **düzenli güncellemeler** vaat ediliyor



EK ÖZELLİKLER

The Qlone app has other capabilities too:


- ✓ Kendi **3D modellerinizi içe aktarın** ve **optimize edin**
- ✓ **Yüz bölgesi** çevresinde **otomatik olarak kırpılır**
- ✓ 3D modellerin **manuel olarak temizlenmesine gerek yok**
- ✓ Emekliye ayrılan Bellus3D uygulamasının **potansiyel bir yedeği**



BU UYGULAMANIN DIŞ HEKİMLİĞİ MUAYENESİ ÜZERİNDEKİ POTANSİYEL ETKİSİ NEDİR?

- ✓ Gelişmiş tanılama **yetenekleri**
- ✓ Geliştirilmiş **tedavi görselleştirmesi**
- ✓ **Hasta iletişimi** güçlendirildi
- ✓ Daha geniş bir uygulama yelpazesi için
daha **erişilebilir 3D yüz taraması**





Qlone Dental
Pro uygulamasını
indirecek misiniz?

