



nano Cure

Yeni Nesil Printer Cihazların Kilidini Açın

Printer çıktılarınızın mekanik ve estetik mükemmelliğini yeni bir seviyeye taşıyın.



Hız

Baskılarınızı nitrojen tankına ihtiyaç duymadan sadece birkaç dakika içinde son işlemden geçirin.

Güç

365+385 nm LED'ler ve akıllı termal yönetim ile mekanik özellikleri en üst düzeye çıkarın.

Kimya


Dijital diş hekimliği için yepyeni bir malzeme kimyası neslinin kapılarını aralayın

İş Akışı Güçlendirici

Güçlendirici NanoCure, kompakt bir tasarımda üçlü bir teknoloji kombinasyonuna sahiptir.

Tezgah alanından ödün vermeden hizmet hızınızı artırırken kapasitenizi genişletin.

Genel Diş Hekimliği

 Gece koruyucuları: **4 dak**

 Cerrahi Rehberler: **3 dak**

 Dental Modeller: **2 dak**

Protezler


 Simanteli Restorasyonlar: **5 dak**

 Hibrit Protezler: **5 dak**

 Geleneksel Protezler: **15 dak**



Ortodonti

 Diş Düzeltme Aparatları için Modeller: **2 dak**

 Diş Sabitleyici Modelleri: **2 dak**

 IDB Baskılar: **2 dak**



Maxed out Mechanicals

Long-wavelength light and heat create cross-linked reactions, maximizing the mechanical properties of your appliances.



Mekanik Parçalar Tam Kapasite Çalışıyor

Uzun dalga boylu ışık ve ısı, çapraz bağlanma reaksiyonları oluşturarak cihazlarınızın mekanik özelliklerini en üst düzeye çıkarır.



Shade Perfect

NanoCure produces restorations with shades closer than ever to your shade guide, helping meet patient expectations.



Mükemmel Renk Tonu

NanoCure, renk skalasına hiç olmadığı kadar yakın renklerdeki restorasyonlar üreterek hastaların beklentilerini karşılamaya yardımcı olur.



2710 Media Center Drive, Suite #100A
Los Angeles, CA 90065

www.sprinray.com
info@sprinray.com



19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad.
Gümülcineli Apt. 16/9 34363 Şişli-İST.
+90 (212) 231 03 20 - 231 03 26
www.onexdental.com
info@onexdental.com



SRI-0504025

Daha fazla bilgi edinmek için tarayın
SR_5673443580_02_2024

