

# keyprint®

in alliance with **LOCTITE**



## ŞİMDİ-ÖN SİPARİŞ VERİN!

Aralık 2020'de satışta

## KeyModel Ultra™

KeyModel Ultra™, dental ve ortodontik modellerin 3D baskısı için tasarlanmış bir malzemedir.



ULTRA HIZLI  
TEKNOLOJİ



KUSURSUZ YÜZEY  
DETAYI



TERMOFORM SERBEST  
BIRAKMA AJANI



TERMOFORM ALİNER  
İÇİN İDEAL

● Fildişi	1kg.....4220009	● Açık Gri	1kg.....4220010
	4kg.....4240009		4kg.....4240010

ÖZELLİKLER	PROSEDÜR	KEYMODEL ULTRA
Maksimum Çekme Dayanımı	ASTM D638	>50 MPa
Gerilim modülleri	ASTM D638	> 1700 MPa
Kopma Uzaması	ASTM D638	5%
Maksimum Eğilme Dayanımı	ASTM D790	>70 MPa
Eğilme Modülü	ASTM D790	>1940 MPa
25C'de viskozite (cP)	ASTM D7867	500-600



keystone  
industries



OnexDental  
— TECHNOLOGY —

keyprint.keystoneindustries.com  
onexdental.com

US: 480 South Democrat Road Gibbstown NJ, 08027

TR: Onex Dental Ticaret Limited Şirketi 19 Mayıs Mah. Büyükdere Cad. No:16/9 Şişli - İstanbul / Türkiye

US: 1.800.333.3131

EU: +90 212 231 03 20