



KeyOrtho IBT™

ÜRETİM İÇİN BİYO UYUMLU SON DERECE HASSAS INDIRECT BONDING TRAYS

KeyOrtho IBT, braketleri konumlandırmak için ortodontik transfer ölçüsü yazdırmak için idealdir. KeyOrtho IBT'nin yarı saydamlığı, braket yerleştirme öncesinde ve sırasında hassas konumlandırmaya izin verir. Yüksek mukavemeti, tek bir adımda braketlerin kolayca uygulanmasına izin vererek koltuk süresini dakikalara indirir. Kolay çıkarılabilmesi için esnektir, tüm genel braket sistemleriyle çalışır. Hasta konforu için kokusuz ve tatsızdır.

#4200008 (0.5kg şişe) | #4220008 (1kg şişe)

ÖZELLİKLER	PROSEDÜR	KEYORTHO IBT
Çekme Dayanımı (MPa)	ASTM D638	8.0 - 10.5
Young Çekme Modülü (MPa)	ASTM D638	15.5 - 31.0
Kopma Uzaması (%)	ASTM D638	>130%
Biyouyumluluk	ISO 10993-5	Pass
Viskozite @ 25 ° C (cP)	ASTM 7867	<1000
Ortodontik Yapışkan Yayın		Pass

ÖZELLİKLER

- BİYO UYUMLU TIBBİ CİHAZ SINIF 1
- KOKUSUZ & TATSIZ
- YAPIŞTIRICILAR ÖLÇÜDE KOLAYCA YAYILIR
- KOLAY KONUMLANDIRMA İÇİN ŞEFFAF
- HASSAS
- ESNEK



keystone
industries



OnexDental
— TECHNOLOGY —

keyprint.keystoneindustries.com
onexdental.com