



KeyTray™

KeyTray güçlü, biyouyumlu (Sınıf I) hızlı ve hasas bir şekilde kisel ölçü kaşığı 3D baskı reçinesidir. Materyal, bir hasta ölçüsünü ve ölçü kaşığını ağız boşluğundan çıkarma güçlerine dayanacak şekilde güçlü ve dayanıklıdır. Her tip ölçü materyali ile uyumludur.

#4200007 (0.5kg bottle) | #4220007 (1kg bottle)

ÖZELLİK	PROSEDÜR	KEYTRAY
Eğilme Dayanımı (MPa)	ASTM D790	84.7
Eğilme Modülü (MPa)	ASTM D790	1913
Çekme Dayanımı (MPa)	ASTM D638	62.1
Young Çekme Modülü (MPa)	ASTM D638	2056
Kopma Uzaması (%)	ASTMD638	26.4
Shore D Sertliği		86.5 D

ÖZELLİKLER

- ÖN KULLANIM GEREKTİRMEZ
- ALÇI MODELLERİ ORTADAN KALDIRARAK ZAMAN KAZANDIRIR
- GELİŞTİRİLMİŞ ÖLÇÜ KAŞIĞI DOĞRULUĞU
- BİLEŞİK MUMLAR VE BORDÜR KALIPLAMA MALZEMELERİ ÖLÇÜYE YAPIŞIR

AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLER İLE MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE EŞLEŞİR:



TAC®



Supergel®



Dispensing Gun



Bosworth Rimseal™